

セーフタッチ® ネオ ニトリルグローブ

加硫促進剤
不使用

一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 非天然ゴム製検査・検診用手袋 製造販売届出番号:28B3X00001000043/JMDN:70976000

- ・強度、耐油性、耐静電性に優れる合成ニトリルゴム製です。
 - ・長時間の着用でも疲れなしいしなやかさを実現しました。
 - ・アレルギーの原因となるラテックス・プロテインおよび加硫促進剤を含みません。
 - ・天然ゴム独特のゴム臭がありません。
 - ・パウダーフリーのため、パウダーによるアレルギーや飛散の心配がありません。
- ※すべての方にアレルギーが出ないわけではありません



左右兼用

未滅菌

滑り止め加工

ホワイト

品番	サイズ	入り数	JANコード
SFTJN1134A	XS	10箱/ケース (200枚/箱)	4894476005500
SFTJN1134B	S		4894476005517
SFTJN1134C	M		4894476005524
SFTJN1134D	L		4894476005531

ブルー

品番	サイズ	入り数	JANコード
SFTJN1139A	XS	10箱/ケース (200枚/箱)	4894476006965
SFTJN1139B	S		4894476006972
SFTJN1139C	M		4894476006989
SFTJN1139D	L		4894476006996

引張強度	ASTM D412
最大伸長度	ASTM D412
抗がん剤浸透性	ASTM D6978-05

サイズ	XS	S	M	L
掌部幅	約75mm	約85mm	約95mm	約105mm
全長(※当社調べ)	約230mm以上			
厚み	掌部:約0.06mm以上 指先:約0.08mm以上			