



素手のような指先感覚で、
細かな作業に好適です。

強いグリップ力



優れた伸縮性

SafeBasics™ Easy Fit™

パウダーフリー

ラテックスグローブ



品番	サイズ	JANコード	入り数
1188Z	XXS	4894476000871	
1188A	XS	4894476000673	
1188B	S	4894476000864	1ケース/10箱 (100枚/箱)
1188C	M	4894476000680	
1188D	L	4894476000697	

セーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィット


一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70977000 製造販売届出番号：28B3X00001000034

- ▶ パウダーフリー
- ▶ ポリマーコーティング加工
- ▶ 未滅菌

- 定番品として使いやすい、スタンダードタイプのグローブです。
- メディコムのラテックスグローブ中でもリーズナブルな価格を実現しました。
- パウダーフリーなので、アレルギーの方やかぶれやすい方にも安心です。
- パウダーが飛散せず、衣服に付く心配がありません。
- ポリマーコーティングのため、ラテックスゴムが直接お肌に触れません。
- ポリマーによるスムーズな装着感と密着感があります。



【全長】 約240mm以上
 【厚み】 平滑部(掌):0.11mm
 粗面部(指先):0.13mm
 【掌部幅】 XXS: 約65mm
 XS: 約75mm
 S: 約85mm
 M: 約95mm
 L: 約106mm



(※社内参考値)