

SAFE+MASK® フェイシャル プロテクション



品番	素材	呼気ガード	イヤーループタイプ	シールド有無
2026	ポリプロピレン	—	タイオンタイプ	○
2025	ポリプロピレン	—	耳かけタイプ	○
2050-BFF	ティッシュ地	○	タイオンタイプ	—
2000	ポリプロピレン	—	タイオンタイプ	—

※シールド（品番：2026、2025）にはくもり止め加工を施しています

タイオン プロシールドマスク



●BFE≥98.0% ●PFE≥98.0%(0.1 μm)

- 長めの結び紐がしっかりとマスクを固定します。
- 耐水性マスクにくもり止め付きの透明なプラスチックシールドが付いています。
- 視界・装着感ともに優れ、呼吸のしやすいマスクです。
- 血液、唾液から目を保護します。



カラー：ブルー
サイズ：(マスク部)縦89mm×横178mm
(シールド部)縦74mm×横300mm
入り数：1ケース/4箱(25枚/箱)
JANコード：4897008636531



鼻にフィットさせやすい
「アルミニウム板ノーズピース」

品番 **2026**

セーフマスク ソフスキン タイオン アンチフォグ



●BFE≥98.0% ●PFE≥98.0%(0.1 μm)

- 内側の素材にティッシュ地のメディカルペーパーを採用。
- 敏感肌の方でも安心してご使用いただけます。
- アンチフォグ加工で眼鏡などが曇りにくくなっています。
- 欧州規格“EN14683 TYPE II”適合マスクです。



カラー：ブルー
サイズ：縦89mm×横178mm
入り数：1ケース/6箱(50枚/箱)
JANコード：4897008638795



鼻にフィットさせやすい
「アルミニウム板ノーズピース」

品番 **SFSH2050BF**

セーフマスク プロシールドマスク



●BFE≥98.0% ●PFE≥98.0%(0.1 μm)

- 耐水性マスクにくもり止め付きの透明なプラスチックシールドが付いています。
- 視界・装着感ともに優れ、呼吸のしやすいマスクです。
- 研磨剤、血液、唾液から目を保護します。



カラー：グリーン
サイズ：(マスク部)縦89mm×横178mm
(シールド部)縦75mm×横300mm
入り数：1ケース/4箱(25枚/箱)
JANコード：4897008633042



鼻にフィットさせやすい
「アルミニウム板ノーズピース」

品番 **2025**

セーフマスク タイオンマスク



●BFE≥98.0% ●PFE≥98.0%(0.1 μm)

- 柔らかく呼吸しやすいマスクでフィルトレーションも優れています。
- 三層構造で耐水性に優れ、ノーズピース内蔵で呼吸が楽なマスクです。
- マスクをそれぞれのフィット感にあわせてご使用いただけます。



カラー：ブルー
サイズ：縦89mm×横173mm
入り数：1ケース/6箱(50枚/箱)
JANコード：4897008637507



通常ノーズピースタイプの
「被覆ワイヤノーズピース」

品番 **2000**