

ソフトでしなやかな 高純度不織布ガーゼ。



Single Use




※2108Bはボックス仕様

メディコム 不織布ガーゼの特徴

- 柔らかく、しなやかで吸水性に優れた経済的なガーゼです。
- 毛羽立ちも少なく、糸くずも出にくくなっています。
- 使いやすい大きさにカットされています。
- あらゆる用途にお使いいただけます。

不織布ガーゼとは



綿糸を織って布状にした通常のガーゼと違い、不織布ガーゼは繊維を機械的に絡ませ結合させて作られます。通常のガーゼに比べて吸水性、保水性に優れており、糸くずや毛羽立ちなどが少ないのが特徴です。

4折り

未滅菌

再使用禁止

レーヨン/ポリエステル

一般医療機器 医04 整形用品 医療用不織布
JMDN34655000 製造販売届出番号:28B3X00001000011

医療機器

品番	サイズ	入り数	JAN コード
2109	4×4cm	1ケース/30パック(200枚/パック)	4897008636111
2101	5×5cm	1ケース/25パック(200枚/パック)	4897008634346
2103	7.5×7.5cm	1ケース/20パック(200枚/パック)	4897008634360
2100	10×10cm	1ケース/10パック(200枚/パック)	4897008634322
2108	12.5×12.5cm	1ケース/10パック(200枚/パック)	4897008634308
2108B	12.5×12.5cm	1ケース/20箱 (200枚/箱)	4897008638146
2110	15×15cm	1ケース/10パック(200枚/パック)	4897008636821