


眼鏡・ゴーグルが曇りにくい アンチフォグマスク

セーフマスク


ソフスキン アンチフォグ イヤーループマスク

ラテックスフリー

アルミニウム板ノーズピース



呼吸を抑えて眼鏡が曇りにくい、メッシュのアンチフォグ加工



ぴったり沿ってフィットする、アルミニウム製ノーズピース

- マスクの鼻部分にあるメッシュの「アンチフォグ加工」が、呼吸漏れを減らして眼鏡の曇りを抑えます。
- 自由に曲がってキープするアルミニウム製のノーズピースがフィット感を高めます。
- イヤーループは平ゴムで、伸縮性があり耳の痛くなりにくいソフトなポリエステル製です。

細菌ろ過効率 (BFE) $\geq 97\%$

微粒子ろ過効率 (PFE) $\geq 99\%$

人工血液バリア性 80mmHg

ΔP (mmH₂O/cm²) <5.0

※高性能フィルターを使用し、高いろ過精度を誇ります。

※体液・血液などの飛散から口や鼻を守ります。

※適度な呼吸抵抗値で、息苦しさがありません。

品番	カラー	サイズ	入り数	JANコード
2150	ブルー	縦89mm×横178mm	1ケース/10箱(50枚/箱)	4897008638207