



# N95マスク

NIOSHのN95をクリア、  
 米国CDC (米国疾病管理予防センター)  
 『医療施設における結核感染防止のためのガイドライン』  
 に適合したレスピレーターマスク

鼻にフィットさせやすい  
**アルミニウム板  
 ノーズピース**



## コーンタイプ



●BFE≥98.0% ●PFE≥98.0%(0.1μm)



カラー：ホワイト  
 サイズ：縦115mm×横133mm  
 入り数：1ケース/8箱(20枚/箱)  
 JANコード：4897008631154

品番 **2321**

(使用限度時間：12時間)

N95基準とは米国CDC(米国疾病管理予防センター)の下部研究機関であるNIOSH(米国労働安全衛生研究所)が定めた国家工業基準で、「0.3マイクロメートル以上の微粒子を95%以上阻止できること」が規格基準として定められています。

## Q&A

- Q. SARSの患者、またはその疑いのある患者を介護する場合に Medicom N95マスクを使用するのは適切でしょうか？
- A. はい。WHO、CDC及び厚生労働省がSARSの患者、その疑いのある患者あるいは可能性のある患者と接触する場合において、医療従事者にN95規格をクリアしたマスクの着用を推奨しています。
- Q. 鳥インフルエンザ対応マスクとしてMedicom N95マスクを使用するのは適切でしょうか？
- A. はい。『高病原性鳥インフルエンザに感染した可能性のある動物の殺処分に携わる人員の防御に対する暫定ガイドラインの中ではWHOは最低限、ぴったりとフィットしたサージカルマスクが必要である。N95マスクが利用可能な場合は、そのマスクの使用を推奨する』としています。
- Q. 医療施設のどのような所でMedicom N95マスクは使用できますか？
- A. ・医療従事者が、結核患者あるいは結核が強く疑われる患者 に対しての診療、治療、介護を行うとき。  
 ・新型肺炎の診察や治療、介護時に予防用として。  
 ・結核病棟、内科外来、歯科など医療行為を行う場にて。

N95マスクはフィットテストに合格していることにより外気の微生物が入り込む危険性を減らします。