

PRO-LANE®

Procedure Earloop Face Masks

プロレーン®マスク

LEVEL-1

ASTM F2100-11 (医療用マスクの米国標準規格) に対応した医療用マスク

高い過精度と、抜群の液体防護性を実現。細菌や飛沫による汚染を防ぎます。

細菌ろ過率[BFE]	≧98%	細菌を含む、平均約3μmの粒子がろ過された率を示します。
微粒子ろ過率[PFE]	≧98%	平均約0.1μmの微粒子がろ過された率を示します。
血液不浸透性	80mmHg	液体(血液)が飛散した場合、どの程度の圧力にまで耐えるかを示します。



高い性能と着け心地を両立

平ゴムタイプのイヤーズバンドで、耳が痛くなりやすい

ノーズピースはアルミニウム板で、しっかりとフィット

ソフトで伸縮性のあるポリエステル製

ラテックスフリーのため、アレルギーの方も安心です

耐水性に優れた三層構造

高性能フィルター

空気



レギュラー

参考医院価格: ¥930/箱
入り数: 1ケース10箱(1箱50枚)



カラー: ホワイト
サイズ: 89mm x 178mm
JANコード: 4897008632441

品番 PLE0002714



カラー: ブルー
サイズ: 89mm x 178mm
JANコード: 4897008632458

品番 PLE0002715



カラー: ピンク
サイズ: 89mm x 178mm
JANコード: 4897008632465

品番 PLE0002716

Sサイズ

参考医院価格: ¥930/箱
入り数: 1ケース10箱(1箱50枚)

女性の方、マスクが大きいと感じる方に



カラー: ホワイト
サイズ: 89mm x 165mm
JANコード: 4897008636135

品番 PLE002714S



カラー: ピンク
サイズ: 89mm x 165mm
JANコード: 4897008636142

品番 PLE002716S