




「高品質」で  
「リーズナブル」な  
滅菌ロール

# SafeBasics™

## セーフベーシック 滅菌ロール


オートクレーブ/EOガス用インジケーター付き

- 被滅菌物の大きさに合わせて、自由な長さにカットが可能
- 専用ディスペンサー不要のボックス入り仕様
- 内容物の見えやすい透明フィルムタイプ
- 50mm幅～250mm幅までの6サイズ展開により幅広い被滅菌物にも対応
- インジケーターをサイドに印刷することにより被滅菌物への色移りを防止



※インジケーターの色は  
実際の色とは異なります。

※インジケーターは、  
化学的インジケーターであり、  
あくまでも被滅菌物が滅菌  
工程を通過したか否かを区別  
するものです。  
被滅菌物の無菌性を保証する  
ものではありません。



品番	サイズ	外寸(幅×長さ)	内寸(幅)	入り数	JANコード
75010	S	50mm×200m	30mm	6ロール/ケース	4894476002585
75020	MS	75mm×200m	55mm	4ロール/ケース	4894476002592
75030	M	100mm×200m	80mm	3ロール/ケース	4894476002608
75040	L	150mm×200m	130mm	2ロール/ケース	4894476002615
75050	LL	200mm×200m	180mm	4ロール/ケース	4894476002622
75060	LLL	250mm×200m	230mm	4ロール/ケース	4894476002639

ご使用上の注意 ●滅菌ロールのご使用は1回限りでお願いします。(再使用はおやめ下さい) ●乾熱滅菌器ではご使用できません。●ケミクレーブ滅菌でのご使用はできません。  
●常温で保管し、滅菌後約6ヶ月以内でのご使用をおすすめします。