

# セーフシール クワトロ


## SafeSeal® Quattro

### 滅菌工程をクリアしたかが一目で分かる ダブルインジケータ採用



#### 分かりやすく正確性の高いインジケータ

内側・外側の両方にISO11140・Type1のプロセスインジケータを採用しており、滅菌工程の通過を確認可能



ISO11140  
ISO11607

オートクレープ  
EOガス両用

#### ISO11607 認証の品質

ISO11607、EN868 に準拠した性能要求テストをクリア

#### 環境にも配慮

環境にやさしい水性インクを採用

※インジケータは、化学的インジケータであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程を通過したか否かを区別するものです。被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。

品番	サイズ	外寸(幅×長さ)	内寸(幅×長さ)	入り数		UPCコード
88015-4	S	57×102mm	38×75mm	10箱/ケース (200枚/箱)		686864045687
88005-4	コンパクト寸	89×133mm	70×106mm	5箱/ケース (200枚/箱)		686864045724
88000-4	MS	70×229mm	51×202mm	6箱/ケース (200枚/箱)		686864045700
88010-4	M	89×229mm	70×202mm	6箱/ケース (200枚/箱)		686864045762
88025-4	L	133×254mm	114×227mm	10箱/ケース (200枚/箱)		686864045786
88030-4	LL	191×330mm	171×304mm	5箱/ケース (200枚/箱)		686864045809
88035-4	LLL	254×356mm	235×329mm	5箱/ケース (200枚/箱)		686864045823
88040-4	メガ	305×432mm	286×405mm	5箱/ケース (200枚/箱)		686864045847

※寸法に関しては、数ミリの誤差がある場合がございます。