


特徴

全サイズに強度とバリア性に優れた厚手のタイベック®を採用


タイベック®は米国デュポン社の商標あるいは登録商標です。

- 50～200mm：やや厚手の1059B 250～490mm：厚手の1073B



滅菌済みの判読がしやすいインジケータ

- プラズマ滅菌用インジケータが見やすく印字されています。
- プラズマ滅菌工程通過後、インジケータがレッドからイエローに変色します。



※印刷のため、インジケータの色は実際の色とは異なります。

- 破れにくい、紙粉(リント)が出ないから安心
- ボックス入りタイプなので、専用のディスペンサー不要
- 自由な長さにカットできるロールタイプ
- プラズマ滅菌法に対応