

SafeSeal®

Multi-Variable Indicators

セーフシール®

滅菌インジケータカード

オートクレーブ用

TYPE 4 STEAM



滅菌をもっと確実にするために。

Medicomセーフシール滅菌インジケータカードは115℃～138℃の滅菌条件に1枚で対応可能な高圧蒸気滅菌用タイプIV化学的インジケータです。



- ISO11140適合
- 温度と時間の2つの変数に対応
- 挿入しやすい硬さの滅菌紙を採用
- 20mm×70mmの使いやすいサイズ
- 裏面の余白に日付など情報の記載が可能
- 紫から水色に変色すれば滅菌条件が満了
- 対応温度：115℃～138℃

滅菌前



セーフシール®
滅菌インジケータカード
Multi-Variable Indicators
品番：JIC530010



TYPE 4 STEAM

高圧蒸気滅菌処理により
指示薬が紫色から青色に
変色します。

滅菌後



セーフシール®
滅菌インジケータカード
Multi-Variable Indicators
品番：JIC530010



TYPE 4 STEAM

高圧蒸気滅菌処理により
指示薬が紫色から青色に
変色します。

※印刷の関係上、色彩が現物と異なる場合があります。

商品名	品番	規格（幅×長さ）	入数	JANコード
セーフシール 滅菌インジケータカード	JIC530010	20mm×70mm	200枚	4894476023573