

世界品質の「医療用ラテックスグローブ」

GLOBAL-X

Textured Latex Medical Examination Gloves

グローバル エックス

優れたグリップ力によるハンドリング性で

格別の使い心地

優れたグリップ力

高い強度と伸張性

スムーズな装着性

快適な着用感

う蝕治療



う蝕治療時のインスツルメント等をしっかり保持。滑らせないことで安定した手技に貢献します。また、触れた患部の感覚を忠実に伝えます。

SRP



SRP時の手指屈伸運動等の際にスケーラーを支え、術者の力を正確に伝えます。固い歯石の処置にも効果を発揮します。

矯正治療



矯正治療におけるワイヤー調整、交換等においても術者の動作が確実にワイヤーに伝わります。さらに強度に優れているため、手技の際も破れにくい仕様です。

AQL 1.5
(水密性試験)

高品質水準

手術用手袋と同レベルの厳しい検査基準

手術用手袋と同じレベルのAQL(合格品質水準) G-1:1.5をピンホールの基準とした厳しい検査基準のもとに製造されています。

AQL: Acceptance Quality Limitの略称。
工程平均として十分だと考えられる不良率の上限など、合格することのできる最低限の品質を指しています。合格品質水準として数値が少なければ少ない程、厳しい検査水準となります。

NEW



選べる4サイズ展開
XS/S/M/L

シングル塩素

塩素処理加工

左右兼用

全面エンボス加工

未滅菌

品番	サイズ	掌幅	全長(※当社調べ)	厚み	入り数	参考医院価格	JANコード
JL101224A	XS	約74mm	約240mm以上	掌部:0.13mm±0.03mm 指先:0.14mm±0.03mm	10箱/ケース(100枚/箱)	オープン	4894476027823
JL101224B	S	約84mm					4894476027809
JL101224C	M	約94mm					4894476027779
JL101224D	L	約105mm					4894476027847

【全長】約240mm以上(※当社調べ) 【厚み】掌部:0.13mm以上 指先:0.14mm以上

一般医療機器 医03 手術用手袋及び指サック 天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDN70977000 製造販売届出番号:28B3X00001000060

