



WideLoop

快適な幅広耳紐

長時間の使用でも快適!




Anti Fog

眼鏡が曇りにくい

内側の折り返し加工



米国標準規格
 ASTM F2100 LEVEL 1 適合



マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。

眼鏡が曇りにくく、ピッタリフィット感が持続



ドクターガード® マスク

- 眼鏡が曇りにくい
マスクの内側に二重メッシュの折返しをつけることで、呼気漏れを軽減
- ピッタリフィットが持続
ノーズピースにアルミバーを採用することで、強力形状キープ
- 快適な幅広耳ひも
長時間の使用でも耳が痛くなりやすく、快適なつけ心地

| 品番 | カラー | サイズ | 入り数 | 定価 | JANコード |
|-----------|------|----------|------------------------|------|---------------|
| JMK200714 | ホワイト | 89×178mm | 100パック/ケース (5枚/パック) | オープン | 4894476012812 |