

スタッフと患者様を  
守るために。

ASTM  
LEVEL 1

## 高い防護性能と優れたコストパフォーマンス

世界のプロフェッショナルが認めたサージカルマスク

# Pro Care

Earloop Face Masks

プロケアイヤーループマスク

LEVEL 1

BFE 98% at 3 $\mu$ m

LATEX FREE



50  
masks  
Color/WHITE

メディコムプロケアイヤーループマスクは医療用マスクの国際規格、ASTM F2100-19に準拠した高い防護性能を有しながらも、コストパフォーマンスに優れたサージカルマスクです。