



プロリール プレミアム

ISO11140
ISO11607

オートクレーブ
EO ガス両用


世界のリーディングカンパニーの紙メーカー、**STERIMED社製**の紙を使用

世界的な包装メーカーである
AMCOR社製のフィルムを使用

ユーザーの意見を豊富に取り入れた
使い勝手の良さとデザイン

医療現場での厳しい条件での
滅菌にも対応できる品質を実現

より判別がしやすくなったインジケータ（TYPE1）



1cm毎(5cm毎に点線)の目盛りを両サイド追加しました。

※インジケータの色は実際の色とは異なります。
※インジケータは、化学的インジケータであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程を通過したか否かを区別するものです。被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。

品番	外寸(幅×長さ)	内寸(幅)	入り数	JANコード
JPG533010	50mm×200m	34mm	4ロール/ケース	4894476014205
JPG533020	75mm×200m	59mm	4ロール/ケース	4894476014212
JPG533030	100mm×200m	84mm	4ロール/ケース	4894476014236
JPG533040	150mm×200m	134mm	4ロール/ケース	4894476014267
JPG533050	200mm×200m	180mm	2ロール/ケース	4894476014281
JPG533060	250mm×200m	230mm	2ロール/ケース	4894476014304
JPG533070	300mm×100m	280mm	1ロール/ケース	4894476014328
JPG533080	350mm×100m	330mm	1ロール/ケース	4894476014335
JPG533090	400mm×100m	380mm	1ロール/ケース	4894476014366

使用中でも正面からサイズが
一目でわかる、
ユーザーフレンドリーデザイン

よりスムーズに取り出しやすく
改良しました。

日々の業務をよりスムーズにストレスなくするために、ロールタイプの滅菌バッグの取り出しやすさにも工夫、改良を実施しました。

