



ISO11140
ISO11607

オートクレーブ
EOガス両用

プロリール プレミアム ガゼットタイプ

世界のリーディングカンパニーの紙メーカー、
STERIMED社製 の紙を使用

世界的な包装メーカーである
AMCOR社製 のフィルムを使用


マチ付き(ヒダ付き)なので、
高さのある被滅菌物も対応可能です。

医療現場での厳しい条件での
滅菌にも対応できる品質を実現



マチ付きですので、
厚みのある物などの滅菌に最適です。

より判別がしやすくなったインジケータ (TYPE1)



1cm毎(5cm毎に点線)の目盛りを両サイド追加しました。

※インジケータの色は実際の色とは異なります。
※インジケータは、化学的インジケータであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程を通過したか否かを区別するものです。被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。

品番	外寸(幅×マチ×長さ)	内寸(幅)	入り数	JANコード
JPG534030	150mm×52mm×100M	134mm	4ロール/ケース	4894476014700
JPG534040	200mm×57mm×100M	180mm	2ロール/ケース	4894476014724
JPG534050	250mm×67mm×100M	230mm	2ロール/ケース	4894476014748
JPG534060	300mm×82mm×100M	280mm	1ロール/ケース	4894476014779
JPG534070	350mm×82mm×100M	330mm	1ロール/ケース	4894476014793