

# プラスチックガウン **袖付タイプ**

## 飛沫感染防止の必需品!

血液、体液、薬液などが飛散する可能性がある場合に使用する袖付タイプのプラスチックエプロンです。

ポリエチレン製で、水分を通さないため、バリア性に優れています。

- ・ 手術器具の洗浄時
- ・ 感染の恐れのある処置時
- ・ 手術室などの清掃時
- ・ 訪問介護、入浴介助時など

袖口はサムループ付き。



1枚ずつ個包装で、  
15枚入り

使い捨て  
タイプ


未滅菌

フリーサイズ

### フリーサイズ

- ① 121 cm
- ② 82 cm
- ③ 90 cm
- ④ 27 cm

全てに±10mmの寸法  
誤差があります。



品番

カラー

入り数

JANコード

MED08023PE

ブルー

10箱/ケース(15枚/箱)

4894476007559