



SafeMask® Premier Anti-Fog

セーフマスク プレミア アンチフォグ

Regular Size | White | レギュラーサイズ | ホワイト

- メッシュの折り返し加工で呼気漏れを軽減。
メガネが曇りにくい。
- アルミバー採用により、強力形状キープ。
- ぴったりフィットが持続。



めがねがくもりにくいマスク
Reduce Lens Fogging



品番	カラー	サイズ	入り数	JANコード
PMRJMK2383	ホワイト	89×178mm	10箱/ケース (50枚/箱)	4894476003964