

Safe+Mask *Soft Skin*
セーフマスク ソフスキン レベル3 タイオンマスク


- ・ASTM F2100-11 (医療用マスクの米国標準規格)に対応したサージカルマスクです。
- ・三層構造で耐水性に優れています。
- ・抜群の液体防護性があり、血液・体液の飛散から口や鼻を守ります。(合成血液不浸透性 160mmHg)
- ・やわらかく呼吸のしやすいマスクで、ろ過精度にも優れています。
- ・グラスファイバー不使用のため、敏感肌の方にもお勧めです。
- ・ラテックスフリーのため、アレルギーの方も安心です。




ASTM F2100-11

LEVEL 3

頭と首の後ろで固定する紐タイプ


ASTM F2100-11 (医療用マスクの米国標準規格)に対応

高いろ過精度と、抜群の液体防護性を実現。細菌や飛沫による汚染を防ぎます。



ASTMとは、世界最大の国際標準化・規格設定機関です。
日本においては、サージカルマスクを販売する上で、性能規格基準が存在していないため、米国での標準基準となるASTM F2100-11にて性能を表しています。

	ASTM規定値		
	LEVEL-1	LEVEL-2	LEVEL-3
BFE (細菌ろ過効率)	$\geq 95.0\%$	$\geq 98.0\%$	$\geq 98.0\%$
PFE (微粒子ろ過効率)	$\geq 95.0\%$	$\geq 98.0\%$	$\geq 98.0\%$
合成血液不浸透性	80mmHg	120mmHg	160mmHg
燃焼性	Class1	Class1	Class1
ΔP (呼吸抵抗)	< 4.0	< 5.0	< 5.0

品番	カラー	サイズ	入り数	JANコード	
SFS002050G	グリーン	89mm × 178mm	1ケース/6箱 (1箱/50枚)	8718007911008	