


機能性
快適性
安全性
飛沫感染・接触感染予防対策用


アイソレーションガウン


Isolation Gown
 blue

 使い捨て
 タイプ

未滅菌

フリーサイズ

品番	カラー	入り数	JANコード
D-8009-40-0204	イエロー	1ケース/5パック(10枚/パック)	4897008631673
D-8023-40-0204	ブルー	1ケース/5パック(10枚/パック)	4897008631253

アイソレーションガウンの特長

● 着心地

- ・ 軽くて快適な素材ポリプロピレンを採用しています。
- ・ 紐で首と腰を固定、袖口にニット素材を使用しています。
- ・ 柔らかな風合いで、動きも妨げません。
- ・ 着用時、不快な音がしません。

● 装着は簡単・便利・清潔

- ・ 滅菌バッグでオートクレーブ(121℃)が可能です。
- ・ 使い捨ての衛生的なガウンです。

使用用途

- MRSA(メチシリン・レジスタント・スタヒロコッカス・アウレウス)などの、保菌者の在室する病室への入室の際に着用。
- 手術室、分娩室などへ患者さまの親族が立会いをする場合に着用。