

KOLMI OP AIR PRO OXIGEN / FFP2

コルミオープンエア  
プロオキシゲン FFP2 マスク

# 優れた 防護と快適性

コルミオープンエアプロオキシゲンFFP2 マスクは、  
メディコムグループのフランス KOLMI 社製医療用マスクです。  
欧州規格 EN149:2001 +A 1:2009 FFP 2 NR D 認証の  
高いバリア性と軽量かつ基準値 よりも  
遥かに優れた快適性を持つ高性能マスクです。




## 広い空間を保持するダックビルタイプ。

- ✓ 欧州医療グレードの感染対策用マスク
- ✓ BFE (細菌濾過効率) 99.9%以上
- ✓ AAMIレベル3適合の液体防御性
- ✓ 高いフィット性能
- ✓ 呼吸抵抗を抑え呼吸がしやすい
- ✓ 超音波溶着イヤーループ
- ✓ ラテックスフリー
- ✓ 8時間連続使用可能




品名	サイズ	品番	入り数	価格
Kolmi FFP2 防護マスク	レギュラー	M52010WH	50枚/箱 (10箱/ケース)	オープン価格
	Sサイズ	M52210WH		

レギュラーサイズの寸法



Sサイズの寸法




# コルミオープンエアー プロオキシゲン FFP2 マスク の性能

## 01 高い防護性能

BFE(細菌濾過効率)99.9%以上で液体防御性もASTMレベル3に適合する高い防護性能を持っています。

## 02 優れたフィット感

2つのサイズから選べるFFP2マスクは、フレキシブルな一体型ノーズピースを採用し、漏れ率が低い優れたフィット性能を実現しています。



## 03 優れた通気性

特殊技術により防護性を保ちながら呼吸のしやすさもあわせ持つ通気性に優れた素材を採用しています。

## 04 快適な着用感

ヘッドストラップはステイプルではなく、超音波溶接された伸縮性のある仕様となっています。また、軽量かつソフトな素材を採用しているので長時間の使用でも快適です。

発売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**  
【メディカル事業部】

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F  
TEL : 078-327-2444 FAX : 078-327-2112

✉ [info@medicom-japan.com](mailto:info@medicom-japan.com)

🌐 [www.medicom-japan.com](http://www.medicom-japan.com)

📘 [www.facebook.com/medicomjapan](https://www.facebook.com/medicomjapan)

🌐 [www.medicom-japan.com](http://www.medicom-japan.com)

🔍 [メディコムジャパン](#)

Website

