

地球に優しい。  
手にも優しい。



# SDGs

Sustainable Development Goals



※写真はイメージです。実際の色と異なる場合があります。

## SafeClean Go Green

セーフクリーン ゴーグリーン


ニトリルグローブ 滑り止め加工付き  
パウダーフリー | 未滅菌

カラー：グリーン



自然に還る。  
だから地球に優しい。

埋め立てられた過酷な環境下においても一般的なニトリルグローブの約20倍の速さの1~5年で生分解されて自然環境に還元される環境に優しいグローブです。  
※ASTM D5511



加硫促進剤フリー。だから手にも優しい。

アレルギーの原因となる、加硫促進剤およびラテックス・プロテインを含みません。原因のわからない手荒れにお悩みの方や、手荒れの予防にもおすすめのグローブです。

快適で柔らかく、長時間使用しても疲れにくい。

長時間の使用でも疲れにくい、しなやかなニトリルゴム製。強度、耐油性、耐静電性に優れ、天然ゴム独特のゴム臭がありません。



メディコムジャパンでは、SDGsの活動を推進しており、Go Greenは、SDGs 3、7、11、12、13、15番目の目標に該当します。

品番	サイズ	掌部幅	全長(※当社調べ)	厚み	入り数	定価	JANコード
GN138100A	XS	約76mm	約240mm以上	掌部:約0.05mm以上 指先:約0.07mm以上 ※当社調べ	10箱/ケース (100枚/箱)	オープン	4894476013024
GN138100B	S	約84mm					4894476013048
GN138100C	M	約94mm					4894476013062
GN138100D	L	約105mm					4894476013086