

実用性に優れた スタンダードな不織布ガーゼ

Vitals™ バイタル 不織布ガーゼ

Non-Woven Gauze
 メディコム バイタル 不織布ガーゼ
 4 Ply | Non-Sterile | 4折 | 未滅菌




#2522

日々の診療に最適な定番ガーゼ

- しなやかで使いやすい、定番タイプの不織布ガーゼです。
- 糸くずが出にくく、毛羽立ちも少ないので、特に止血時・薬液の塗布時に便利です。
- 多用途にお使いいただける 25×25cm サイズです。



※生地アップ



不織布ガーゼとは

通常のガーゼとは異なり、不織布ガーゼは繊維を織らずに機械的に絡ませ結合させて作られています。通常のガーゼに比べて、吸水性・保水性に優れており、糸くずや毛羽立ちなどが少ないのが特徴です。

レーヨン/ポリエステル

再使用禁止

一般医療機器 医 04 整形用品 医療用不織布 JMDN34655000 製造販売届出番号：28B3X00001000033

| 品番 | サイズ | 入り数 | JANコード |
|------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| VITJNW2522 | 25cm×25cm (パッケージ表示:12.5cm×12.5cm) | 1ケース/20パック(200枚/パック) | 4894476000949 |